

USER MANUAL FOR HYGENETEC FAECES BAGS.

HOW TO USE

The Hygenetec faeces bags are designed for collecting human waste. Each Hygenetec bag contains a super absorbent gel pad which will absorb up to 650ml of fluid in a short period of time. Hygenetec super absorbent gel pads reduce splashing and decrease odour whilst minimising the risk of cross-contamination. After use simply tie the bag tightly and safely dispose in a waste bin.

WARNING: Keep away from children. Plastic bags can cause suffocation. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wash hands thoroughly after using a Hygenetec bag.



STEP-BY-STEP USER MANUAL FOR HYGENETEC FAECES BAGS

STEP 1: Open the box and unroll the Hygenetec faeces bag. Tear it off along the perforated edge.

STEP 2: Open the bag, place it over the bedpan and fold it over the edge. Turn the bedpan over and tighten the cords. Place into the commode chair ready for use.

STEP 3: Make sure that the absorbent pad is on the bottom of the bedpan.

STEP 4: Wait for approximately 30 to 60 seconds until the absorbing pad (\pm 650ml) is changed into a gel substance.

STEP 5: Close the bag by pulling the zip fastener. Tie the bag on the top to make sure it's fully closed.

STEP 6: Dispose of the bag with the regular waste or according to the protocol of your institution.

This product is latex free and the gel pads are bio-degradable and PH neutral. Contents: **20 pieces** of faeces bags + absorption pads.

HANDLEIDING HYGENETEC FECES ZAKKEN.

HOE TE GEBRUIKEN

De Hygenetec feces zakken zijn bedoeld voor het opvangen van menselijke ontlasting. De Hygenetec super absorberende gel pads absorberen per stuk in korte tijd circa 650ml vocht. De Hygenetec super absorberende gel pads zorgen voor minder spatten, verlagen geur en verkleinen het risico voor kruisbesmetting. Knoop de zak na gebruik goed dicht en verwijder deze in de hiervoor bestemde afvalbak.

WAARSCHUWING: Houd buiten het bereik van kinderen. Plastic zakken hebben een risico voor verstikking. Als de ogen in contact zijn geweest met de Hygenetec super absorptie pads dient u deze direct met water te spoelen.



STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING VOOR HYGENETEC FECES ZAKKEN

STAP 1: Open de doos en rol de Hygenetec feces zak uit. Scheur hem daarna af langs de perforatierand.

STAP 2: Vouw de zak open, plaats deze daarna over de bedpan, draai de bedpan om, trek de trekband stevig aan en keer het geheel weer om.

STAP 3: Zorg ervoor dat de absorberende pad op de bodem van de bedpan ligt.

STAP 4: Wacht circa 30 tot 60 seconden totdat de absorberende pad het vocht heeft opgenomen.

STAP 5: Verwijder de zak van de bedpan en sluit de zak eerst met de trekband en daarna met een extra knoop.

STAP 6: Gooi de zak weg bij het reguliere afval of volgens protocol van uw instelling.

Dit product is vrij van latex en de gelpads zijn biologisch afbreekbaar en PH neutraal. Inhoud: **20 stuks** feces zakken + absorptie pads.