

USER MANUAL FOR HYGENETEC URINAL BAGS.

HOW TO USE

The Hygenetec urinal bags are designed for collecting human waste. Each Hy- genetec bag contains a super absorbent gel pad which will absorb up to 650ml of fluid in a short period of time. Hygenetec super absorbent gel pads reduce splashing and decrease odour whilst minimising the risk of cross-contamination. After use simply tie the bag tightly and safely dispose in a waste bin.

WARNING: Keep away from children. Plastic bags can cause suffocation. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wash hands thoroughly after using a Hygenetec bag.



USED IN
HEALTHCARE



VERY EASY
TO USE



SUPER
ABSORBENT



LIMITED RISK
OF INFECTION



KEEP AWAY
FROM CHILDREN

STEP-BY-STEP USER MANUAL FOR HYGENETEC URINAL BAGS

STEP 1: Open the box and unroll the Hygenetec urine bag. Tear it off along the perforated edge.

STEP 2: Open the bag, put an absorption pad in the bag and hold the bag open with both hands.

STEP 3: Urinate in the bag.

STEP 4: Wait for approximately 30 to 60 seconds until the absorbing pad (\pm 650ml) is changed into a gel substance.

STEP 5: Close the bag by pulling the cords. Tie the bag on the top to make sure it's fully closed.

STEP 6: Dispose of the bag with the regular waste or according to the protocol of your institution.

This product is latex free and the gel pads are bio-degradable and PH neutral. Contents: **20 pieces** of urinal bags + absorption pads.

HANDLEIDING HYGENETEC URINAAL ZAKKEN.

HOE TE GEBRUIKEN

De Hygenetec urinaal zakken zijn bedoeld voor het opvangen van urine. De Hygenetec super absorberende gel pads absorberen per stuk in korte tijd circa 650ml vocht. De Hygenetec super absorberende gel pads zorgen voor minder spatten, verlagen geur en verkleinen het risico voor kruisbesmetting. Knoop de zak na gebruik goed dicht en verwijder deze in de hiervoor bestemde afvalbak.

WAARSCHUWING: Houd buiten het bereik van kinderen. Plastic zakken hebben een risico voor verstikking. Als de ogen in contact zijn geweest met de Hygenetec super absorptie pads dient u deze direct met water te spoelen.



VOOR
GEBRUIK IN DE
ZORG



ZEER HANDIG
IN HET
GEBRUIK



GROOT
ABSORPTIE
VERMOGEN



BEPERKT
INFECTIE
GEVAAR



BUITEN BEREIK
VAN KINDEREN
BEWAREN

STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING VOOR HYGENETEC URINAAL ZAKKEN

STAP 1: Open de doos en haal een zak eruit.

STAP 2: Vouw de zak open en houdt hem open met beide handen.

STAP 3: Urineer in de zak.

STAP 4: Wacht circa 30 tot 60 seconden totdat de absorberende pad het vocht heeft opgenomen.

STAP 5: Sluit de zak door aan de koordjes te trekken en knoop de zak dicht.

STAP 6: Gooi de zak weg bij het reguliere afval of volgens protocol van uw instelling.

Dit product is vrij van latex en de gelpads zijn biologisch afbreekbaar en PH neutraal. Inhoud: **20 stuks** urinaal zakken + absorptie pads.